


How to send Data to Basytec

1. Look in the database of tests for the test number



Testno	Testname	Battery_Id	Testplan	Cha
261		BleiBsp_80Ah	Vw-Zyklen-17_5Proz_Spez.pln	10.1
262		BleiBsp_80Ah	Vw-Zyklen-17_5Proz_SHAG.pln	10.1
263		BleiBsp_80Ah	Vw-Zyklen-17_5Proz_SHAG.pln	10.1
264		BleiBsp_80Ah	Vw-Zyklen-17_5Proz_SHAG.pln	10.1
265		BleiBsp_80Ah	Vw-Zyklen-17_5Proz_SHAG.pln	CH1
266		BleiBsp_1Ah	TestLaden487.pln	CH1
267		BleiBsp_1Ah	TestELaLa487.pln	CH1
268		BleiBsp_1Ah	TestELaLa487.pln	CH1
269		BleiBsp_1Ah	TestELaLa487.pln	CH1
270		BleiBsp_1Ah	TestELaLa487.pln	CH1
271		BleiBsp_1Ah	TestELaLa487.pln	CH1
272		BleiBsp_1Ah	FunktTestELaLa487.pln	CH1
273		BleiBsp_1Ah	FunktTestELaLa487.pln	CH1
274		BleiBsp_1Ah	FunktTestELaLa487.pln	CH1
275		BleiBsp_1Ah	FunktTestELaLa487.pln	CH1
276		BleiBsp_1Ah	FunktTestELaLa487.pln	CH1
277		BleiBsp_1Ah	FunktTestELaLa487.pln	CH1
278		BleiBsp_1Ah	FunktTestELaLa487.pln	CH1
279		BleiBsp_1Ah	_spannungstreppeLa10V.pln	611
280		BleiBsp_1Ah	_spannungstreppeLa10V.pln	611
281		BleiBsp_1Ah	_spannungstreppeLa10V.pln	611
282		BleiBsp_1Ah	_spannungstreppeLa10V.pln	611

2. Look in the basytec\data folder for the folder of the test



3. Zip the complete folder
4. Send the Zip-File to BaSyTec